



JBL PROAQUATEST GH Gezamenlijke hardheid

Sneltest voor het bepalen van de gezamenlijke hardheid

Geschikt voor:



- Eenvoudige en betrouwbare controle van waterwaarden. Bepaling van de optimale gezamenlijke hardheid voor zoetwateraquariums en vijvers
- Kleuromslagtest: Kunststof cuvet met testwater vullen. Reagens druppelsgewijs toevoegen tot de kleur van rood naar groen omslaat. Het aantal druppels = hoogte van de gezamenlijke hardheid
- Gebruik: Bij nieuwe inrichting de eerste week dagelijks, daarna 1x per week
- op de JBL homepage onder de thema's Aquarium en Vijver vindt u uitgebreide informatie met betrekking tot wateranalyses en probleemoplossingen
- Inhoud: 1 GH sneltest incl. reagens en kunststof cuvet. Navullende reagens afzonderlijk verkrijgbaar

Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: <https://www.jbl.de/qr/24108>



JBL PROSCAN
Watertest met evaluatie per
smartphone



JBL PROAQUATEST LAB
Testkoffer met 13 watertesten
voor zoetwateranalyse



**JBL PROAQUATEST
COMBISET POND**
Testkoffer voor wateranalyses
van koi- en tuinvijver



**JBL PROAQUATEST LAB
koi**
Professionele testkoffer voor
koi- en tuinvijvers





JBL PROAQUATEST GH Gezamenlijke hardheid

 Vervangende onderdelen



JBL onderdelenset
voor watertesten



JBL PROAQUATEST GH Gezamenlijke hardheid

Productinformatie

Gezond aquarium/ gezonde vijver met natuurgetrouwe verhoudingen

De juiste waterwaarden in het aquarium/ de vijver hangen af van de visbezetting en de aanwezige planten. Ook wanneer het water er helder uitziet kan het belast zijn. Bij onjuiste waarden kunnen algen of ziekten ontstaan. Voor een gezond aquarium/ gezonde vijver met natuurgetrouwe verhoudingen is een regelmatige controle, en eventuele aanpassing, van de waterwaarden van belang.

JBL biedt voor elke wateranalyse watertesten aan in de vorm van een sneltest of een kleuromslagtest. Deze bepalen een specifieke waarde of meerdere waarden tegelijkertijd. Met deze watertesten kunnen algenproblemen herkend en o.a. negatieve nitraat-, nitriet-, kalium- en magnesiumwaarden geconstateerd worden.

Waarom testen?

Afhankelijk van de herkomst en natuur van de ondergrond kan water verschillende hoeveelheden en soorten aardalkalozout bevatten. In de regel gaat het om calcium- en magnesiumzout. De som van de calcium- en magnesiumionen vormt de gezamenlijke hardheid. De meeste vissen en planten doen het prima bij een gezamenlijke hardheid van ca. 8-20°dH. Toch moet men er ten allen tijde naar streven, een te hoge gezamenlijke hardheid door de nodige maatregelen te laten dalen.

JBL Online Laboratorium

Regelmatige controle voor een gezond aquarium / gezonde vijver met natuurgetrouwe verhoudingen. Voer in het JBL online laboratorium uw waterwaarden in en laat binnen enkele seconden een gefundeerde analyse uitvoeren.


Aanbevolen gezamenlijke hardheid:

Zoetwateraquarium (gezelschapsaquarium): 8-25 °dGH Malawi/ Tanganjika aquarium: 5-20 °dGH

Plantenaquarium met weinig vissen (aquascaping): 3-10 °dGH

Zoutwateraquarium: met GH-Test niet meetbaar, te hoog. Calcium en Magnesium a.u.b. afzonderlijk testen

Vijver: 6-20 °dGH

| Meer informatie | |
|-------------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Pers | ✓ |
| Laboratorium/ Calculator | ✗ |
| De moeite van het lezen waard | ✓ |
| Vervangende onderdelen | ✓ |
| Video | ✓ |
| Garantie Plus | ✗ |
| Handleiding | ✓ |
| QR-code |  |



JBL PROAQUATEST GH Gezamenijke hardheid

Productdetails

| Artikelinformatie | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST GH Gezamenijke hardheid | JBL PROAQUATEST GH REFILL |
| Art. nr | 2410800 | 2410900 |
| EAN code | 4014162241085 | 4014162241092 |
| EAN als streepjescode | | |
| Voor | Set | Refill |
| - | - | - |
| Vervaltermijn | 24 | 24 |
| MER incl. BTW | 12,55 € | 6,86 € |
| Basisprijs | - | - |
| Nominale vulhoeveelheid | - | - |
| Basiskwantiteit | 1 | 1 |
| Bruto gewicht | 88.5 g | 28 g |
| Netto gewicht | 51 g | 10 g |
| Gewichtsaanpassing | - | - |

| Afvoer | | |
|--------------------------|---|---------------------------|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST GH Gezamenijke hardheid | JBL PROAQUATEST GH REFILL |
| Art. nr | 2410800 | 2410900 |
| Groene punt | ✓ | ✓ |
| Groep elektronisch afval | - | - |
| Afvoergewicht | - | - |
| Soort batterij | - | - |
| Innameplicht batterijen | - | - |
| Oplaadbare batterij | - | - |
| Afvoergewicht batterij | - | - |
| Wegwerpglas | - | - |
| PKA | 27 g | 7.5 g |
| Kunststof klein | 10 g | 10 g |
| Kunststof groot | - | - |
| Afvoergewicht metaal | 0 g | 0 g |

| Eigenschappen | | |
|---------------|---|---------------------------|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST GH Gezamenijke hardheid | JBL PROAQUATEST GH REFILL |
| Art. nr | 2410800 | 2410900 |



| Eigenschappen | | |
|-------------------------|--|--|
| Diersoort | Arowana, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cambarellus, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Eenoogkreeftje, Epiplatys, Flowerhorn, Goerami's, Goudvissen, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Klauwkickers, Kogelvissen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Pantsermeervallen, Papegaaicichlide, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Stenopodidae, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen | Arowana, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cambarellus, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Eenoogkreeftje, Epiplatys, Flowerhorn, Goerami's, Goudvissen, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Klauwkickers, Kogelvissen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Pantsermeervallen, Papegaaicichlide, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Stenopodidae, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen |
| Grootte van het dier | Voor alle diergroottes | Voor alle diergroottes |
| Leeftijdscategorie dier | Alle aquariumvissen | Alle aquariumvissen |
| Volume habitat | - | - |
| Materiaal | Reagens/ reagentia in kunststof fles(sen) en/of glazen fles(sen) + accessoires van kunststof en/of glas. REFILL: reagens/ reagentia zonder accessoires. | Reagens/ reagentia in kunststof fles(sen) en/of glazen fles(sen) + accessoires van kunststof en/of glas. REFILL: reagens/ reagentia zonder accessoires. |
| Soort voer | - | - |
| Kleur | wit / transparant / zwart | wit / transparant / zwart |
| Dosering | Zie gebruikershandleiding | Zie gebruikershandleiding |
| Transportvoorwaarden | - | - |



JBL PROAQUATEST GH Gezamenijke hardheid

| Elektronisch etiket / verlichting | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST GH Gezamenijke hardheid | JBL PROAQUATEST GH REFILL |
| Art. nr | 2410800 | 2410900 |
| Omgevingstemperatuur | - | - |
| Starttijd | - | - |
| Kwikzilver | - | - |
| Buislengte | - | - |
| Levensduur | - | - |
| Lumen | - | - |
| CRI-waarde | - | - |
| Dimbaar | - | - |
| Schakelcycli | - | - |
| PAR-waarde | - | - |
| Energie-efficiëntieklasse | - | - |
| UV-A | - | - |
| UV-B | - | - |
| UV-C | - | - |
| Kleurtemperatuur | - | - |
| Soort fitting | - | - |

| Technische informatie | | |
|------------------------------|--|---------------------------|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST GH Gezamenijke hardheid | JBL PROAQUATEST GH REFILL |
| Art. nr | 2410800 | 2410900 |
| Bereik in liter | - | - |
| Bereik van - tot | - | - |
| Bereik in dagen | - | - |
| Bereik lengte bassin | - | - |
| Vermogen (Watt) | - | - |
| Capaciteit per uur | - | - |
| Capaciteit per dag | - | - |
| Hoogte | 175 mm | 64 mm |
| Lengte | 106 mm | 24 mm |
| Breedte | 43 mm | 24 mm |
| Doorsnede | - | 24 mm |
| Voltage | - | - |
| Voor | - | - |
| T8 26mm (Watt) | - | - |
| T5 16mm (Watt) | - | - |
| Afmetingen | - | - |
| Inhoud voor | - | - |
| Volume filterhouder | - | - |
| Volume filtermassa | - | - |
| Slangaansluitingen Druk/ Out | - | - |



| Technische informatie | | |
|--------------------------------|---|---|
| Slangaansluitingen Zuiging/ In | - | - |
| Drukhoogte | - | - |







JBL PROAQUATEST GH Gezamenijke hardheid


| | |
|----------------|---------------------------|
| Soort voer | - |
| Subproducttype | - |
| Dosering | Zie gebruikershandleiding |



JBL PROAQUATEST GH Gezamenlijke hardheid

Veiligheidsinformatie

| JBL GH - Veiligheidsinformatie conform GHS | |
|--|--|
| Signaalwoord | Waarschuwing |
| Gevarensymbool |   |
| Gevarenaanduiding | H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
| Veiligheidsinstructie | P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210e: Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken. Niet roken. P241: Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-apparaat] gebruiken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften. |

| Overige veiligheidsinformatie | |
|-------------------------------|--|
| veiligheidsvoorschriften | ✓ |
| QR-code |  |



Aanvullende informatie voor de vakhandel

| Artikelinformatie | | |
|--------------------|---|---------------------------|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST GH Gezamenlijke hardheid | JBL PROAQUATEST GH REFILL |
| Art. nr | 2410800 | 2410900 |
| BTW | 21% | 21% |
| Verkoopenheid (VE) | 3 | 1 |
| Volume verpakking | 0.8l | 0.57l |
| Afmetingen (l/b/h) | 43 mm/106 mm/175 mm | 30 mm/110 mm/175 mm |
| Status | 240 | 800 |
| Pallet | 720 | 2400 |
| Productgroep | 1 | 1 |
| Douanetarief | 38221100 | 38221100 |
| Land van herkomst | DE | DE |
| Verpakkingswijze | (Vouw)doos | Kaart/Drukverpakking |

| VPE 1 gegevens | | |
|-----------------------|---|---------------------------|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST GH Gezamenlijke hardheid | JBL PROAQUATEST GH REFILL |
| Art. nr | 2410800 | 2410900 |
| VPE 1 materiaal | Folie g | Karton g |
| VPE 1 gewicht | 3.5 g | 660 g |
| VPE 1 lengte | 106 mm | 580 mm |
| VPE 1 breedte/ diepte | 130 mm | 390 mm |
| VPE 1 hoogte | 180 mm | 310 mm |

| VPE 2 gegevens | | |
|-----------------------|---|---------------------------|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST GH Gezamenlijke hardheid | JBL PROAQUATEST GH REFILL |
| Art. nr | 2410800 | 2410900 |
| VPE 2 materiaal | Karton g | geen |
| VPE 2 gewicht | 540 g | - |
| VPE 2 lengte | 400 mm | - |
| VPE 2 breedte/ diepte | 400 mm | - |
| VPE 2 hoogte | 350 mm | - |

| Verkoopinformatie | | |
|-------------------|---|---|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST GH Gezamenlijke hardheid | JBL PROAQUATEST GH REFILL |
| Art. nr | 2410800 | 2410900 |
| Kassatekst | Test KH | Refill GH |
| Schappplaats | Testrek, watervoorbereiding probleemoplosser | Testrek, watervoorbereiding probleemoplosser |