



JBL PROFLORA BioRefill

Biyo CO2-gübreleme cihazları için yedek seti

Suitable for:



- Biyo CO2-gübreleme cihazları için yedek seti: 30-80 l kapasiteli akvaryumları 40 gün süreyle temel bitki besin maddesi karbondioksit ile besler
- Basit uygulama: A ve B bileşenleri reaksiyon kabına dökülür, gereken miktara ulaşıncaya kadar su ilave edilir, bileşenler karıştırılır
- Doğal: Biyolojik mayalama işlemi aracılığıyla CO2 kazanımı, verimlidir: 40 gün süreyle besleme
- A ve B bileşenleri dahil
- Teslimat kapsamı: ProFlora bioRefill, Bio-CO2 cihazları için yedek seti



You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/64447>



JBL PROFLORA m500 SILVER

Yeniden doldurulabilir 500 g'lık
CO2 besleme tüpü



JBL PROFLORA m2000 SILVER

Yeniden doldurulabilir 2 kg'lık
CO2 besleme tüpü



JBL PROFLORA 3 adet u500

Tek kullanımlık CO2 besleme
tüpü



JBL PROFLORA u500

500 g'lık tek kullanımlık CO2
besleme tüpü





JBL PROFLORA BioRefill



Product information

Akvaryum bitkileri için besin

Sağlıklı bitkiler her akvaryum için önem taşır. Bitkiler akvaryumda akvaryum sakinleri için yaşamsal önem taşıyan oksijeni sağlar, yosun oluşumunu önler ve sorunlu maddeleri giderir.

Sağlıklı balıklar = sağlıklı bitkiler


Sağlıklı bitkiler yosun gelişimini önler, oksijeni tedarik eder, zararlı maddeleri uzaklaştırır, balıklara saklanma olanağı sağlar ve hastalık mikroplarının sayısını azaltır.

Bitkilerin gelişmesi için aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır:

Fotosentez için enerji kaynağı olarak ışık.

Gelişmeyi teşvik edici olarak CO2, besin maddeleri ve eser elementler.

JBL bitki gübreleri bitkileri su üzerinden tüm temel besin maddeleri ve temel eser elementlerle besler. Bitkiler böylece yaprakları ve kökleri üzerinden almaya ihtiyaç duydukları tüm gerekli besin maddelerini alırlar.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Talimatlar	✓
QR code	



JBL PROFLORA BioRefill

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	bkz. Kullanma talimatı