



# JBL PROAQUATEST K Potasyum Testi

Potasyum içeriğinin ölçümü için hızlı test

Suitable for:   



- Mükemmel bitki gelişimi için: Tatlı su akvaryumlarında gübrelemenin takibi sırasında potasyumun ölçülmesi için
- Hızlı test: Küveti numune suyla doldurun, ayıraçları ekleyin, bulanık durumdaki numune suyu özel cam küvette altındaki çarpı işareti görünmez olana kadar çalkalayın, dolun miktarını okuyun. Değer mg/l olarak potasyum miktarına karşılık gelir
- Genellikle CO<sub>2</sub>, demir ve ışıklandırma bulunsa da çok düşük potasyum miktarı zayıf bitki gelişimine yol açar. JBL Ferropol ya da JBL ProScape K Macroelements gibi ürünler K miktarını artırmanıza yardımcı olur.
- JBL sitesinde Bilgiler/Akvaryum kısmında su testleriyle ve sorun çözümleriyle ilgili detaylı bilgi ve ipuçları bulabilirsiniz.
- Paket içeriği: yakl. 25 ölçüm için 1 potasyum testi, 2 reaktif madde, özel cam şişe, şırınga, doz kaşığı ve renk kartı. Yedek reaktifler ayrıca satılır.

 You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/24130>



## JBL PROAQUATEST LAB PROSCAPE

Bitki akvaryumlarında su analizi için test çantası



# JBL PROAQUATEST K Potasyum Testi


 Spare parts



Su testleri için JBL  
parça seti



JBL PROAQUATEST  
renkli ölçüm tabloları



JBL PROAQUATEST K  
hortum



# JBL PROAQUATEST K Potasyum Testi



## Product information

Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı akvaryum / havuz

Doğru su değerleri akvaryumdaki / havuzdaki balık sayısına ve bitkilere bağlıdır. Su temiz görünüyorsa bile, kirlenmiş olabilir. Kötü değerlerle birlikte akvaryumda / havuzda hastalık veya yosun oluşabilir. Sağlıklı bir akvaryuma / havuza bakmak için su değerlerini düzenli olarak kontrol etmek ve ayarlamak önemlidir.

Her bir su analizi için JBL, hızlı testler veya renk değişimi testleri şeklinde su testleri sunmaktadır. Bunlar bir seferde belirli bir değeri veya birkaç değeri belirler. Bu testlerle alg sorunlarını tespit edebilir ve negatif nitratlar, nitrit, potasyum, magnezyum gibi değerleri öğrenebilirsiniz.

Neden test yapmalıyım?

Potasyum, tatlı su bitkileri tarafından birkaç saat içinde hızlı ve etkili bir şekilde emilen ve belli bir süre depolanabilen makro elementlerden biridir. Büyüyen bitkiler, akvaryum düzenli bir şekilde gübrelense bile diğer elementlerden çok potasyuma ihtiyaç duyar. Şebeke suyundaki potasyum seviyeleri, doğal kalsiyum ve magnezyum konsantrasyonlarına bağlı olarak doğal biyotoplara göre genellikle çok düşüktür.

Önerilen potasyum değerleri:


Tatlı su akvaryumu (topluluk akvaryumu): 10-30 mg / l

Malawi / Tanganyika gölü akvaryumu: 10-30 mg / l

Birkaç balık ile bitkili akvaryum (aquascaping): 10-30 mg / l

Deniz akvaryumu: Bu test ile potasyum içeriği ölçülebilir değildir.

JBL sitesinde "Önemli bilgiler / Akvaryum" başlığı altında önemli bilgileri okuyabilir ve öneriler alabilirsiniz.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Talimatlar	✓
QR code	



# JBL PROAQUATEST K Potasyum Testi



## Product details

Article data		
Product name	JBL PROAQUATEST K Potasyum test seti	JBL PROAQUATEST K REFILL
Art. No.	2413000	2413100
EAN number	4014162241306	4014162241313
EAN as barcode		
uygunluk	25 Tests	Refill
-	-	-
Expiry months	48	48
RRP incl. VAT	28,32 €	19,94 €
Base price	-	-
Nominal filling quantity	-	-
Base quantity	1	1
Gross weight	123 g	54 g
Net weight	72 g	22 g
Weight change	-	-

Disposal		
Product name	JBL PROAQUATEST K Potasyum test seti	JBL PROAQUATEST K REFILL
Art. No.	2413000	2413100
Green dot	✓	✓
Group electronic waste	-	-
Disposal weight	-	-
Battery type	-	-
Pil dönüşü	-	-
Battery rechargeable	-	-
Disposal weight battery	-	-
Non-returnable glass	14 g	14 g
PPK	27 g	7,5 g
Plastic small	10 g	10 g
Plastic large	-	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g	0 g

Features		
Product name	JBL PROAQUATEST K Potasyum test seti	JBL PROAQUATEST K REFILL
Art. No.	2413000	2413100



Features		
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Cüce kerevitler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Guramiler, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Komando çöpçü balıkları, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Papağan çiklitler, Pençeli Afrika kurbağaları, Salyangozlar, Semenderler, Solungaç kurtçuğu, Tatlısu karidesleri, Tetra, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Yengeçler, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları, İplik yüzgeçli guramiler	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Cüce kerevitler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Guramiler, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Komando çöpçü balıkları, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Papağan çiklitler, Pençeli Afrika kurbağaları, Salyangozlar, Semenderler, Solungaç kurtçuğu, Tatlısu karidesleri, Tetra, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Yengeçler, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları, İplik yüzgeçli guramiler
Animal size	Tüm hayvan boyları için	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum balıkları	Tüm akvaryum balıkları
Volume of habitat	-	-
Material	Cam ve/veya plastik şişe içinde reaktif maddeler+plastik ve/veya cam aksesuarlar. YEDEK: aksesuarsız reaktif maddeler	Cam ve/veya plastik şişe içinde reaktif maddeler+plastik ve/veya cam aksesuarlar. YEDEK: aksesuarsız reaktif maddeler
Food type	-	-
Colour	beyaz / saydam / siyah	beyaz / saydam / siyah
Dosage	Kullanım talimatlarını inceleyiniz	Kullanım talimatlarını inceleyiniz
Transport conditions	-	-



# JBL PROAQUATEST K Potasyum Testi

Electronic label / illuminant		
Product name	JBL PROAQUATEST K Potasyum test seti	JBL PROAQUATEST K REFILL
Art. No.	2413000	2413100
Ambient temperature	-	-
Start time	-	-
Mercury	-	-
Tube length	-	-
Service life	-	-
Lumen	-	-
CRI value	-	-
Dimmable	-	-
Switching cycles	-	-
PAR value	-	-
Energy efficiency class	-	-
UV-A	-	-
UV-B	-	-
UV-C	-	-
Colour temperature	-	-
Base designation	-	-

Technical data		
Product name	JBL PROAQUATEST K Potasyum test seti	JBL PROAQUATEST K REFILL
Art. No.	2413000	2413100
Range in litres	-	-
Range from - to	-	-
Range in days	-	-
Range tank length	-	-
Output in watts	-	-
Output per hour	-	-
Output per day	-	-
Height	175 mm	64 mm
Length	106 mm	48 mm
Width	43 mm	24 mm
Diameter	-	-
Voltage	-	-
For	-	-
T8 26mm (watt)	-	-
T5 16mm (watt)	-	-
Size	-	-
Content for	-	-
Filter container volume	-	-
Volume filter media	-	-
Hose connections pressure/out	-	-
Hose connections suction/in	-	-



Technical data		
Delivery head	-	-





# JBL PROAQUATEST K Potasyum Testi

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	Kullanım talimatlarını inceleyiniz





# JBL PROAQUATEST K Potasyum Testi

## ! Safety information

JBL K 1 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri	
İşaret sözcüğü	Tehlike
Tehlike sembolü	
Tehlike notu	H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
Güvenlik notu	P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirli tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
Ürün özellikleri	1310-73-2: Sodyum hidroksit

JBL K 2 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri	
İşaret sözcüğü	Tehlike
Tehlike sembolü	
Tehlike notu	H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
Güvenlik notu	P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirli tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



## Additional information for the specialist trade sector

Article data		
Product name	JBL PROAQUATEST K Potasyum test seti	JBL PROAQUATEST K REFILL
Art. No.	2413000	2413100
VAT	19%	19%
Sales unit (SU)	3	1
Volume packaging	0.8l	0.57l
Dimensions (l/w/h)	43 mm/106 mm/175 mm	30 mm/110 mm/175 mm
Layer	240	800
Pallet	720	2400
Category of products	1	1
Customs tariff	38221100	38221100
Country of origin	DE	DE
Type of packaging	Karton/Kutu	Kaplama/ kılıf ambalajın plakası

PU 1 data		
Product name	JBL PROAQUATEST K Potasyum test seti	JBL PROAQUATEST K REFILL
Art. No.	2413000	2413100
PU 1 material	Film gr	Karton gr
PU 1 weight	3.5 g	660 g
PU 1 length	106 mm	580 mm
PU 1 width/depth	130 mm	390 mm
PU 1 height	180 mm	310 mm

PU 2 data		
Product name	JBL PROAQUATEST K Potasyum test seti	JBL PROAQUATEST K REFILL
Art. No.	2413000	2413100
PU 2 material	Karton gr	Yok
PU 2 weight	540 g	-
PU 2 length	400 mm	-
PU 2 width/depth	400 mm	-
PU 2 height	350 mm	-

Trade data		
Product name	JBL PROAQUATEST K Potasyum test seti	JBL PROAQUATEST K REFILL
Art. No.	2413000	2413100
Till receipt text	Test K	Yedek K
Shelf placement	Test rafı, su bakımı sorun çözüm, ProScape gübreler	Test rafı, su bakımı sorun çözüm, ProScape gübreler