




JBL Fe testovací sada na železo

Rychlotest pro určení obsahu železa ve vodě

Suitable for:



- Snadná a bezpečná kontrola hodnot vody v akváriích a jezírkách. Určení optimální hodnoty železa pro sladkou a mořskou vodu
- Laboratorní srovnávací systém pro vyrovnání zbarvení vody: Plastová kyveta se naplní vzorkem vody, do kyvety přidejte činidlo, kyvety vložte do držáku, odečtěte hodnoty na kartičce s barevnou stupnicí
- Použití: Při zakládání nového akvária: 1 x po vysazení a poté týdně. Při problémech se zelenými řasami, nebo pokud rostliny nerostou správně
- Online laboratoř: Bezplatná analýza a doporučení k naměřeným hodnotám vody
- Balení obsahuje: 1 rychlotest, test železa Test Fe. Na cca 50 měření, vč. činidla, 2 skleněných kyvet se šroubovým uzávěrem, stříkačky, srovnávacího bloku a barevné stupnice. Náhradní činidlo lze zakoupit zvlášť

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/25390>



JBL Test Combi Set Plus Fe
Testovací kufřík pro hlavní testy vody + test železa



JBL Testlab
Kufřík s 13 testy pro analýzu sladké vody Testlab



JBL Testlab ProScope
Testovací kufřík pro analýzu v akváriu s rostlinami





JBL Fe testovací sada na železo

 Accessories



JBL set pro testování
vody



JBL Fe testovací sada na železo

 Spare parts



JBL sortiment testovacích barevných karet

Barevné kartičky pro testy vody
JBL



JBL Testlab prázdný + vločky



JBL Fe testovací sada na železo

Product information

Zdravé akvárium s přirozenými podmínkami

Správné hodnoty vody v akváriu závisí na vysazených rybách, přítomných řasách a korálech. I když voda vypadá čistě, může být zatížená. Při špatných hodnotách se mohou ve vodě tvořit řasy a nemoci. Pro zdravé akvárium s přirozenými podmínkami je nutná pravidelná kontrola a úprava hodnot vody.

Pro každou analýzu vody nabízí JBL testy vody ve formě rychlotestů nebo testů změny barvy. Ty stanoví určitou hodnotu nebo několik hodnot současně. Těmito testy vody lze zjistit problémy s řasami a negativní hodnoty dusičnanů dusitanů, draslíku, hořčíku apod.

Kromě dostatečného přísunu CO₂ jsou pro vodní rostliny životně důležité stopové prvky a železo. Dobře rostoucí vodní rostliny spotřebovávají neustále železo a další stopové prvky, které jsou ve vodě, i vázané na tzv. chelatoreny, jak je běžné v moderních hnojivech (např. JBL Ferropol, JBL Fe +Microelements), dostupné jen omezenou dobu. Proto je nutná pravidelná kontrola obsahu železa testovací sadou Fe a případná aplikace hnojiva. Majitelé jezírek by si měli nechávat kontrolovat vodu ze studny před jejím použitím v jezírku. Příliš vysoké hodnoty železa mohou způsobit problémy.

JBL online laboratoř

Pravidelná kontrola pro zdravé akvárium s přirozenými podmínkami. Zadejte na JBL online laboratoři vaše hodnoty vody a nechte si během několika sekund provést odbornou analýzu vašich hodnot.

Doporučený obsah železa:


Sladkovodní akvárium (společensví): 0,05-0,2 mg/l

Akvárium jezer Malawi a Tanganjika: 0,05-0,2 mg/l

Akvárium s rostlinami a minimem ryb (aquascaping): 0,1-0,5 mg/l

Mořská akvária: 0,002-0,05 mg/l

Jezírka: 0,05-0,1 mg/l

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Návod	✓
QR code	



JBL Fe testovací sada na železo

Product details

Article data		
Product name	JBL Fe testovací sada železo	JBL Fe čínidlo železo
Art. No.	2539000	2539100
EAN number	4014162253903	4014162253910
EAN as barcode		
Obsah	50 tests	-
-	-	-
Expiry months	24	24
RRP incl. VAT	-	-
Base price	-	-
Nominal filling quantity	-	-
Base quantity	1	1
Gross weight	119 g	27 g
Net weight	91 g	10 g
Weight change	1000	1000

Disposal		
Product name	JBL Fe testovací sada železo	JBL Fe čínidlo železo
Art. No.	2539000	2539100
Green dot	✓	✓
Group electronic waste	-	-
Disposal weight	-	-
Battery type	-	-
Vrácení baterií	-	-
Battery rechargeable	-	-
Disposal weight battery	-	-
Non-returnable glass	-	-
PPK	29 g	7 g
Plastic small	6 g	-
Plastic large	-	-
Disposal weight metal	0 g	0 g

Features		
Product name	JBL Fe testovací sada železo	JBL Fe čínidlo železo
Art. No.	2539000	2539100



Features		
Animal species	Arowana, Axolotl, Bichirovití / bichirek úhořovitý, Bojovnice, Cichlidka, Cobitoidea, Cyprinodontiformes, Duhovkovití, Epiplatys, Hlaváčovití, Karas zlatý, Korály, Labyrintky, Mastacembelidae, Mladé ryby, Mlži, Motýlkovci, Parmy, Raci, Razbory, Sumeček, Terčíkovci, Trnobříši, Tropické bahenní želvy, Trpasličí krevetky, Vrbozubcovití (Jižní Amerika), Zlatá rybka, vodní želva, Ctverzubcovití, Sneci, Želvy bahenní, Živorodka duhová, Živorodky	Arowana, Axolotl, Bichirovití / bichirek úhořovitý, Bojovnice, Cichlidka, Cobitoidea, Cyprinodontiformes, Duhovkovití, Epiplatys, Hlaváčovití, Karas zlatý, Korály, Labyrintky, Mastacembelidae, Mladé ryby, Mlži, Motýlkovci, Parmy, Raci, Razbory, Sumeček, Terčíkovci, Trnobříši, Tropické bahenní želvy, Trpasličí krevetky, Vrbozubcovití (Jižní Amerika), Zlatá rybka, vodní želva, Ctverzubcovití, Sneci, Želvy bahenní, Živorodka duhová, Živorodky
Animal size	Pro všechny velikosti zvířat	Pro všechny velikosti zvířat
Animal age group	Všechny akvarijní ryby	Všechny akvarijní ryby
Volume of habitat	50 testů	50 testů
Material	Ammonium thioglycolate, kyselina askorbová, octan sodný, ferrozín, čistá voda	Ammonium thioglycolate, kyselina askorbová, octan sodný, ferrozín, čistá voda
Food type	-	-
Colour	žlutá	žlutá
Dosage	5 ml vzorku vody, 5 kapek činidla Fe, 5 minut nechat stát	5 ml vzorku vody, 5 kapek činidla Fe, 5 minut nechat stát
Transport conditions	-	-



JBL Fe testovací sada na železo

Electronic label / illuminant		
Product name	JBL Fe testovací sada železo	JBL Fe čínidlo železo
Art. No.	2539000	2539100
Ambient temperature	-	-
Start time	-	-
Mercury	-	-
Tube length	-	-
Service life	-	-
Lumen	-	-
CRI value	-	-
Dimmable	-	-
Switching cycles	-	-
PAR value	-	-
Energy efficiency class	-	-
UV-A	-	-
UV-B	-	-
UV-C	-	-
Colour temperature	-	-
Base designation	-	-

Technical data		
Product name	JBL Fe testovací sada železo	JBL Fe čínidlo železo
Art. No.	2539000	2539100
Range in litres	-	-
Range from - to	-	-
Range in days	-	-
Range tank length	-	-
Output in watts	-	-
Output per hour	-	-
Output per day	-	-
Height	-	-
Length	-	-
Width	-	-
Diameter	-	-
Voltage	-	-
For	-	-
T8 26mm (watt)	-	-
T5 16mm (watt)	-	-
Size	-	-
Content for	-	-
Filter container volume	-	-
Volume filter media	-	-
Hose connections pressure/out	-	-
Hose connections suction/in	-	-
Delivery head	-	-



JBL Fe testovací sada na železo

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	5 ml vzorku vody, 5 kapek činidla Fe, 5 minut nechat stát





JBL Fe testovací sada na železo



Safety information

- Bezpečnostní informace dle GHS	
Signální slovo	Varování
Varovný symbol	
Varovné upozornění	H302: Zdraví škodlivý při požití. H315: Dráždí kůži. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Bezpečnostní pokyn	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P261e: Zamezte vdechování par. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P321: Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P405: Skladujte uzamčené. P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	





Additional information for the specialist trade sector

Article data		
Product name	JBL Fe testovací sada železo	JBL Fe činidlo železo
Art. No.	2539000	2539100
VAT	21%	21%
Sales unit (SU)	3	1
Volume packaging	0.8l	0.45l
Dimensions (l/w/h)	43 mm/106 mm/175 mm	30 mm/107 mm/140 mm
Layer	240	800
Pallet	720	2400
Category of products	1	1
Customs tariff	38220000	38220000
Country of origin	DE	DE
Type of packaging	lepenková krabice	podnos

PU 1 data		
Product name	JBL Fe testovací sada železo	JBL Fe činidlo železo
Art. No.	2539000	2539100
PU 1 material	film gr	lepenky gr
PU 1 weight	3.5 g	660 g
PU 1 length	105 mm	580 mm
PU 1 width/depth	130 mm	390 mm
PU 1 height	180 mm	310 mm

PU 2 data		
Product name	JBL Fe testovací sada železo	JBL Fe činidlo železo
Art. No.	2539000	2539100
PU 2 material	lepenky gr	žádné
PU 2 weight	540 g	-
PU 2 length	400 mm	-
PU 2 width/depth	400 mm	-
PU 2 height	350 mm	-

Trade data		
Product name	JBL Fe testovací sada železo	JBL Fe činidlo železo
Art. No.	2539000	2539100
Till receipt text	Fe Test	Fe činidlo
Shelf placement	-	-