



JBL LimCollect

Piège à escargots sans produit chimique pour aquariums

Préconisé pour :



- Capture des escargots, crevettes ou crustacés indésirables dans l'aquarium : piège sans produit chimique, avec niveau réglable des entrées en hauteur.
- Utilisation facile : remplir le piège de nourriture, insérer les baguettes de niveau à la hauteur souhaitée, placer le piège dans l'aquarium pendant la nuit.
- Deux baguettes pour limiter le niveau d'entrée en hauteur et empêcher une entrée accidentelle de poissons. Peut également servir pour capturer des crevettes ou crustacés.
- Débit d'eau : aucun manque d'oxygène pour les poissons attrapés accidentellement.
- Compris dans la livraison : 1 piège à escargots sans produit chimique, LimCollect II. Dimensions : 11,7 x 9 cm.



JBL LimCollect

Informations Produit

Sans produit chimique et inoffensif

Un nourrissage excessif peut entraîner une multiplication rapide des escargots dans l'aquarium. Avec le piège à escargots sans produit chimique Lim Collect II, les escargots peuvent être facilement et efficacement capturés et leur présence dans l'aquarium réduite.

Lim Collect II

Sans produit chimique, ce piège à escargots dispose de 2 baguettes à placer à des niveaux variables pour empêcher les poissons de pénétrer accidentellement dans le piège. Même dans ce cas, les poissons n'auraient aucun problème d'oxygène en raison du courant d'eau. Le piège peut également servir à capturer des crevettes ou des crustacés.

Utilisation simple


La nuit, la plupart des poissons ont une phase de repos, à l'exception des poissons nocturnes, comme de nombreux loricariidés. Il est donc peu probable que des poissons de petite taille puissent passer par le piège. Remplir le piège de nourriture, régler la hauteur des baguettes au niveau souhaité et placer le piège dans l'aquarium. Les barres incurvées vers l'intérieur empêchent les escargots de ressortir du piège.

| Autres informations | |
|-------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Presse | ✗ |
| Laboratoire/Calculateur | ✗ |
| À lire sans faute | ✓ |
| Pièces détachées | ✗ |
| Vidéo | ✓ |
| Garantie Plus | ✗ |
| Mode d'emploi | ✓ |
| Code QR |  |



JBL LimCollect

Détails du produit

| Données Produit | |
|--------------------------------|---|
| Nom du produit | JBL LimCollect |
| Réf. | 6140100 |
| Code EAN | 4014162614018 |
| EAN en code-barre |  |
| Longueur | 117 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Limite de consommation en mois | - |
| PVC TTC | 15,80 € |
| Prix de base | - |
| Contenance nominale | - |
| Quantité de base | 1 |
| Poids brut | 68 g |
| Poids net | 38 g |
| Variation de poids | 1000 |

| Élimination des déchets | |
|---|----------------|
| Nom du produit | JBL LimCollect |
| Réf. | 6140100 |
| Point vert | ✓ |
| Famille de déchets électriques ou électroniques | - |
| Poids de déchet à éliminer | - |
| Type de pile | - |
| Reprise des piles | - |
| Pile rechargeable | - |
| Poids de déchet pile à éliminer | - |
| Verre jetable | - |
| Papier et carton | - |
| Plastique, petit volume | 28 g |
| Plastique, grand volume | - |
| Poids de déchet métal à éliminer | 0 g |

| Caractéristiques | |
|------------------|----------------|
| Nom du produit | JBL LimCollect |
| Réf. | 6140100 |





| Caractéristiques | |
|---------------------------|--|
| Espèce animale | Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Crabes, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Gouramis, Guppy, Killies, Labyrinthides, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Poissons-chats cuirassés, Polyptères et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Trichogaster, Voiles de Chine, Xénopes, arowanas, axolotls, copépodes parasites, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, poissons-perroquets, tritons, Ecrevisses, Ecrevisses naines |
| Taille de l'animal | Pour toutes tailles d'animaux |
| Tranche d'âge de l'animal | Tous poissons d'aquarium |
| Volume de l'espace de vie | Pour tous aquariums |
| Matière | Matière plastique (PS) |
| Type d'aliment | - |
| Couleur | vert / transparent |
| Dosage | - |
| Conditions de transport | - |





JBL LimCollect

| Étiquette électronique / Lampe | |
|---------------------------------|----------------|
| Nom du produit | JBL LimCollect |
| Réf. | 6140100 |
| Température ambiante | - |
| Heure de démarrage | - |
| Mercurie | - |
| Longueur de tube | - |
| Durée de vie | - |
| lumen | - |
| Indice IRC | - |
| Dimmable | - |
| Cycles de commutation | - |
| Valeur PAR | - |
| Classe d'efficacité énergétique | - |
| UVA | - |
| UVB | - |
| UVC | - |
| Température de couleur | - |
| Désignation du culot | - |

| Données techniques | |
|-----------------------------------|----------------|
| Nom du produit | JBL LimCollect |
| Réf. | 6140100 |
| Portée en litres | - |
| Portée de - à | - |
| Portée en jours | - |
| Portée Longueur du bac | - |
| Puissance en watts | - |
| Rendement par heure | - |
| Rendement par jour | - |
| Hauteur | - |
| Longueur | - |
| Largeur | - |
| Diamètre | - |
| Tension | - |
| pour | - |
| T8 26 mm (watts) | - |
| T5 16 mm (watts) | - |
| Dimensions | - |
| Contenu pour | - |
| Volume du récipient de filtration | - |
| Volume des masses filtrantes | - |
| Raccords de tuyaux Pression/Out | - |
| Raccords de tuyaux Aspiration/in | - |
| Hauteur de refoulement | - |





JBL LimCollect

| | |
|----------------------|---|
| Type d'aliment | - |
| Sous-type de produit | - |
| Dosage | - |





Informations complémentaires pour les revendeurs

| Données Produit | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Nom du produit | JBL LimCollect |
| Réf. | 6140100 |
| TVA | 19% |
| Unité de vente consommateur (UVC) | 3 |
| Volume de l'emballage | 0.78l |
| Dimensions (L/l/H) | 42 mm/106 mm/175 mm |
| Position | 240 |
| Palette | 960 |
| Famille de produits | 2 |
| Tarif douanier | 95079000 |
| Pays d'origine | CN |
| Type de conditionnement | Boîte pliante/carton |

| Données UC 1 | |
|-------------------------|----------------|
| Nom du produit | JBL LimCollect |
| Réf. | 6140100 |
| Matière UC 1 | cardboard gr |
| Poids UC 1 | 79 g |
| Longueur UC 1 | 290 mm |
| Largeur/Profondeur UC 1 | 150 mm |
| Hauteur UC 1 | 115 mm |

| Données UC 2 | |
|-------------------------|----------------|
| Nom du produit | JBL LimCollect |
| Réf. | 6140100 |
| Matière UC 2 | cardboard gr |
| Poids UC 2 | 875 g |
| Longueur UC 2 | 760 mm |
| Largeur/Profondeur UC 2 | 315 mm |
| Hauteur UC 2 | 255 mm |

| Données commerciales | |
|-----------------------|-----------------|
| Nom du produit | JBL LimCollect |
| Réf. | 6140100 |
| Texte caisse | JBL LimCollect2 |
| Présentation en rayon | - |