




# JBL O2 Кислород тест

Экспресс-тест для определения содержания кислорода

Suitable for:



- Простой и надёжный контроль параметров воды в аквариуме / пруду. Определяет оптимальное содержание кислорода в пресной и морской воде
- Экспресс-тест для контроля аэрации: наполните стеклянную кювету пробой воды, добавьте реагенты и сравните с цветной шкалой
- Длительность применения: при запуске аквариума 1 раз в неделю
- Онлайн-лаборатория: регулярный контроль для здорового аквариума/пруды с природными условиями. Для каждого параметра воды предусмотрен экспресс-тест или тест с изменением цвета пробы. Проверьте воду в аквариуме для поддержания здоровья и чистоты
- В комплекте: 1 экспресс-тест Oxygen Test O2. Прим. на 50 измерений. В т. ч. 2 реагента, стеклянная кювета с завинчивающейся крышкой и цветовая шкала. Дополнительные реагенты продаются отдельно

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/25385>



## JBL Testlab

Чемоданчик с 13 тестами для пресной воды Testlab



## JBL Testlab Marin

Чемоданчик с профессиональными тестами морской воды



## JBL Testlab Koi

Чемоданчик с профессиональными тестами для пруда с кои





# JBL O2 Кислород тест

 Spare parts



**JBL Test Colour Charts assorted**  
Цветные шкалы для тестов воды JBL



**JBL набор комплектующих для тестеров воды**



**JBL Testlab empty + inserts**



**JBL O2 кислород тест New Formula**  
Экспресс-тест для определения содержания кислорода



# JBL O2 Кислород тест



## Product information

Здоровый аквариум / пруд со здоровыми природными условиями  
Правильный химический состав воды в аквариуме / пруду зависит от популяции рыб и растений.  
Даже если вода прозрачная, она может быть заражена. При плохих параметрах в аквариуме / пруду возникают заболевания или водоросли. Для здорового аквариума / пруда с природными условиями важно регулярно контролировать и корректировать параметры воды.

### Зачем тестировать?

Максимально возможно постоянное подходящее содержание O<sub>2</sub> важно для благополучия обитателей аквариума и пруда, а также процветания водных растений. Кислород - "источник жизненной силы" животных. Всем животным в аквариуме и пруду необходим кислород для дыхания. Но даже "невидимые помощники" в аквариуме и пруду - бактерии, устраняющие загрязнения - зависят от достаточного содержания кислорода, при котором могут осуществлять жизненную активность может. В аквариумах и прудах с небольшим количеством растений или совсем без растений, а также в морских аквариумах, содержание кислорода всегда должно поддерживаться техническим оборудованием на соответствующем значении. Через поверхность вода поглощает кислород. Если поверхность движется, кислорода попадает больше. При борьбе с водорослями и применение лекарственных средств содержание кислорода в воде увеличивают путём аэрации.

### Онлайн-лаборатория JBL

Регулярно контролируйте параметры воды, чтобы получить здоровый аквариум / пруд с природными условиями. Введите параметры воды в онлайн-лаборатории JBL и получите основательный анализ параметров за секунды.

### Рекомендуемое содержание кислорода:


Пресноводный аквариум (общий): 5-8 мг/л

Аквариум с рыбами из озёр Малави и Танганьика: 5-8 мг/л

Растительный аквариум с небольшим количеством рыб (акваскейп): 5-10 мг/л

Морской аквариум: 5-10 мг/л

Пруд: 5-10 мг/л

| Further information   |   |
|-----------------------|---|
| FAQ                   | ✓   |
| Blog                  | ✓   |
| Press                 | ✓   |
| Laboratory/calculator | ✗   |
| Worth reading         | ✓   |
| Spare parts           | ✓   |
| Video                 | ✗   |
| GarantiePlus          | ✗   |
| Инструкции            | ✓   |
| QR code               |  |



# JBL O2 Кислород тест

## Product details

| Article data             |  |                                     |                                     |
|--------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Product name             | JBL O <sub>2</sub> Кислород тест-набор | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив |
| Art. No.                 | 2540600                                | 2538500                             | 2540700                             |
| EAN number               | 4014162254061                          | 4014162253859                       | 4014162254078                       |
| EAN as barcode           |  |                                     |                                     |
| Кол-во                   | 50 Тесты                               | -                                   | -                                   |
| -                        | -                                      | -                                   | -                                   |
| Expiry months            | 36                                     | 36                                  | 36                                  |
| RRP incl. VAT            | -                                      | -                                   | -                                   |
| Base price               | -                                      | -                                   | -                                   |
| Nominal filling quantity | -                                      | -                                   | -                                   |
| Base quantity            | 1                                      | 1                                   | 1                                   |
| Gross weight             | 95 g                                   | 49 g                                | 46 g                                |
| Net weight               | 66 g                                   | 37 g                                | 20 g                                |
| Weight change            | 1000                                   | -                                   | 1000                                |

| Disposal                        |  |                                     |                                     |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Product name                    | JBL O <sub>2</sub> Кислород тест-набор | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив |
| Art. No.                        | 2540600                                | 2538500                             | 2540700                             |
| Green dot                       | ✓                                      | ✓                                   | ✓                                   |
| Group electronic waste          | -                                      | -                                   | -                                   |
| Disposal weight                 | -                                      | -                                   | -                                   |
| Тип аккумулятора                | -                                      | -                                   | -                                   |
| Прием батареек                  | -                                      | -                                   | -                                   |
| Battery rechargeable            | -                                      | -                                   | -                                   |
| Вес утилизируемого аккумулятора | -                                      | -                                   | -                                   |
| Non-returnable glass            | -                                      | -                                   | -                                   |
| PPK                             | 27 g                                   | 8 g                                 | 8 g                                 |
| Plastic small                   | 18 g                                   | 18 g                                | 18 g                                |
| Plastic large                   | -                                      | -                                   | -                                   |
| Вес утилизируемых металлов      | 0 g                                    | 0 g                                 | 0 g                                 |

| Характеристики |  |                                     |                                     |
|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Product name   | JBL O <sub>2</sub> Кислород тест-набор | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив |
| Art. No.       | 2540600                                | 2538500                             | 2540700                             |



| Характеристики                |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|
| Вид животного                 | Аксолотль, Аравановые, Барбусы, Болотные черепахи, Бычковые, Водные черепахи, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Кои, Кораллы, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Осетровые, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Тропические болотные черепахи, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиplatисы | Аксолотль, Аравановые, Барбусы, Болотные черепахи, Бычковые, Водные черепахи, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Кои, Кораллы, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Осетровые, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Тропические болотные черепахи, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиplatисы | Аксолотль, Аравановые, Барбусы, Болотные черепахи, Бычковые, Водные черепахи, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Кои, Кораллы, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Осетровые, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Тропические болотные черепахи, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиplatисы |
| Размер животного              | Для животных любого размера   | Для животных любого размера   | Для животных любого размера   |
| Возрастная группа животного   | Любые аквариумные рыбы  | Любые аквариумные рыбы  | Любые аквариумные рыбы  |
| Объем жизненного пространства | 50 тестов   | 50 тестов   | 50 тестов   |
| Материал                      | Реагент 1: хлорид марганца, очищенная вода. Реагент 2: гидроксид натрия, йодид калия, азид натрия, очищенная вода   | Реагент 1: хлорид марганца, очищенная вода. Реагент 2: гидроксид натрия, йодид калия, азид натрия, очищенная вода   | Реагент 1: хлорид марганца, очищенная вода. Реагент 2: гидроксид натрия, йодид калия, азид натрия, очищенная вода   |
| Вид корма                     | -   | -   | -   |
| Цвет                          | прозрачный  | прозрачный  | прозрачный  |
| Дозировка                     | Наполните мерный сосуд до краёв, медленно внесите 6 капель реагента 1 O2 и 6 капель реагента 2 O2, закройте без пузырьков и энергично встряхивайте в течение приблизительно 30 секунд   | Наполните мерный сосуд до краёв, медленно внесите 6 капель реагента 1 O2 и 6 капель реагента 2 O2, закройте без пузырьков и энергично встряхивайте в течение приблизительно 30 секунд   | Наполните мерный сосуд до краёв, медленно внесите 6 капель реагента 1 O2 и 6 капель реагента 2 O2, закройте без пузырьков и энергично встряхивайте в течение приблизительно 30 секунд   |
| Transport conditions          | -   | -   | -   |



# JBL O2 Кислород тест

| Электронная этикетка / осветительное средство |  |                                     |                                     |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Product name                                  | JBL O <sub>2</sub> Кислород тест-набор | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив |
| Art. No.                                      | 2540600                                | 2538500                             | 2540700                             |
| Ambient temperature                           | -                                      | -                                   | -                                   |
| Момент включения                              | -                                      | -                                   | -                                   |
| Ртуть   | -                                      | -                                   | -                                   |
| Tube length                                   | -                                      | -                                   | -                                   |
| Срок службы                                   | -                                      | -                                   | -                                   |
| Люмен   | -                                      | -                                   | -                                   |
| Индекс цветопередачи                          | -                                      | -                                   | -                                   |
| Диммируемый                                   | -                                      | -                                   | -                                   |
| Циклы вкл./выкл.                              | -                                      | -                                   | -                                   |
| Значение ФАР                                  | -                                      | -                                   | -                                   |
| Класс энергоэффективности                     | -                                      | -                                   | -                                   |
| УФ-А  | -                                      | -                                   | -                                   |
| УФ-Б  | -                                      | -                                   | -                                   |
| УФ-С  | -                                      | -                                   | -                                   |
| Colour temperature                            | -                                      | -                                   | -                                   |
| Цоколь  | -                                      | -                                   | -                                   |

| Technical data                |  |                                     |                                     |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Product name                  | JBL O <sub>2</sub> Кислород тест-набор | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив |
| Art. No.                      | 2540600                                | 2538500                             | 2540700                             |
| Range in litres               | -                                      | -                                   | -                                   |
| Range from - to               | -                                      | -                                   | -                                   |
| Range in days                 | -                                      | -                                   | -                                   |
| Range tank length             | -                                      | -                                   | -                                   |
| Output in watts               | -                                      | -                                   | -                                   |
| Output per hour               | -                                      | -                                   | -                                   |
| Output per day                | -                                      | -                                   | -                                   |
| Height                        | -                                      | -                                   | -                                   |
| Length                        | -                                      | -                                   | -                                   |
| Width                         | -                                      | -                                   | -                                   |
| Diameter                      | -                                      | -                                   | -                                   |
| Voltage                       | -                                      | -                                   | -                                   |
| For                           | -                                      | -                                   | -                                   |
| T8 26mm (watt)                | -                                      | -                                   | -                                   |
| T5 16mm (watt)                | -                                      | -                                   | -                                   |
| Size                          | -                                      | -                                   | -                                   |
| Content for                   | -                                      | -                                   | -                                   |
| Filter container volume       | -                                      | -                                   | -                                   |
| Volume filter media           | -                                      | -                                   | -                                   |
| Hose connections pressure/out | -                                      | -                                   | -                                   |
| Hose connections suction/in   | -                                      | -                                   | -                                   |
| Delivery head                 | -                                      | -                                   | -                                   |






# JBL O2 Кислород тест


|                  |   |
|------------------|---|
| Вид корма        | -   |
| Sub product type | -   |
| Дозировка        | Наполните мерный сосуд до краёв, медленно внесите 6 капель реагента 1 O2 и 6 капель реагента 2 O2, закройте без пузырьков и энергично встряхивайте в течение приблизительно 30 секунд |



# JBL O2 Кислород тест

## Safety information

| - Информация по технике безопасности согласно GHS |   |
|---|---|
| Сигнальное слово                                  | Danger  |
| Значок опасности                                  |    |
| Уведомление об опасности                          | H314: Causes severe skin burns and eye damage.<br>EUH032: Contact with acids liberates very toxic gas.  |
| Инструкция по безопасности                        | P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand.<br>P102: Keep out of reach of children.<br>P103: Read label before use.<br>P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.<br>P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.<br>P310: Immediately call a POISON CENTER/doctor. |

| Further safety information |  |
|----------------------------|--|
| Safety instructions        | ✓  |
| QR code                    |  |





## Additional information for the specialist trade sector

| Article data         |  |                                     |                                     |
|----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Product name         | JBL O <sub>2</sub> Кислород тест-набор | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив |
| Art. No.             | 2540600                                | 2538500                             | 2540700                             |
| VAT                  | 21%                                    | 21%                                 | 21%                                 |
| Sales unit (SU)      | 3                                      | 3                                   | 1                                   |
| Volume packaging     | 0.8l                                   | 0.23l                               | 0.45l                               |
| Dimensions (l/w/h)   | 43 mm/106 mm/175 mm                    | 25 mm/70 mm/92 mm                   | 30 mm/107 mm/140 mm                 |
| Layer                | 240                                    | 600                                 | 0                                   |
| Pallet               | 720                                    | 2400                                | 0                                   |
| Category of products | 1                                      | 1                                   | 1                                   |
| Customs tariff       | 38220000                               | 38220000                            | 38220000                            |
| Country of origin    | DE                                     | DE                                  | DE                                  |
| Type of packaging    | Складная картонная коробка             | Картон/Блистер                      | Картон/Блистер                      |

| PU 1 data        |  |                                     |                                     |
|------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Product name     | JBL O <sub>2</sub> Кислород тест-набор | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив |
| Art. No.         | 2540600                                | 2538500                             | 2540700                             |
| PU 1 material    | Фольга г                               | Картон г                            | Картон г                            |
| PU 1 weight      | 3.5 g                                  | 660 g                               | 660 g                               |
| PU 1 length      | 105 mm                                 | 580 mm                              | 580 mm                              |
| PU 1 width/depth | 130 mm                                 | 390 mm                              | 390 mm                              |
| PU 1 height      | 180 mm                                 | 310 mm                              | 310 mm                              |

| PU 2 data        |  |                                     |                                     |
|------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Product name     | JBL O <sub>2</sub> Кислород тест-набор | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив |
| Art. No.         | 2540600                                | 2538500                             | 2540700                             |
| PU 2 material    | Картон г                               | Нет                                 | Нет                                 |
| PU 2 weight      | 540 g                                  | -                                   | -                                   |
| PU 2 length      | 400 mm                                 | -                                   | -                                   |
| PU 2 width/depth | 400 mm                                 | -                                   | -                                   |
| PU 2 height      | 350 mm                                 | -                                   | -                                   |

| Trade data        |  |                                     |                                     |
|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Product name      | JBL O <sub>2</sub> Кислород тест-набор | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив | JBL O <sub>2</sub> кислород реактив |
| Art. No.          | 2540600                                | 2538500                             | 2540700                             |
| Till receipt text | O <sub>2</sub> Test                    | Reagent O <sub>2</sub>              | Reagent O <sub>2</sub>              |
| Shelf placement   | -                                      | -                                   | -                                   |