





JBL Termómetro estanque

Termómetro flotante para estanques

Adecuado para: 



- Control cómodo de la temperatura del estanque: termómetro flotante para estanques con cordel de nailon de 5 m para leer fácilmente la temperatura del agua
- Muestra la temperatura del agua a 20 cm de profundidad en un rango de entre 0 y 50 °C.
- Manejo cómodo mediante cordel de nailon
- Recomendación de JBL: el tratamiento adecuado para cada temperatura
- Suministro: termómetro flotante para estanques, Pond Thermometer, incluye cordel



Esto también le puede interesar [Aquí encontrará un resumen completo: https://www.jbl.de/qr/28011](https://www.jbl.de/qr/28011)



JBL PondCheck

Test rápido para determinar el valor del pH y de la KH



JBL Testlab Koi

Maletín de tests profes. p. estanques de koi/jardín



Kit de tests de fosfatos JBL PO4 Koi

Test rápido para determ. la concentración de fosfato



JBL PROSCAN

Test para el agua con evaluación por smartphone





JBL Termómetro estanque

Información de producto

El cuidado adecuado del estanque para cada estación

Para obtener un entorno saludable en el estanque, es necesario cuidarlo de forma distinta en función de la temperatura. Si es necesario airear el estanque adicionalmente o emplear un alimento especial, depende de la temperatura del agua. Cuanto más baja sea la temperatura, con mayor lentitud funcionará el metabolismo, reduciéndose el consumo de energía de los peces. Por el contrario, en verano aumenta el consumo de energía de los peces. JBL ofrece el alimento adecuado para cada estación del año y cada tamaño de pez. La base de los componentes de primera calidad de las recetas son las investigaciones prácticas realizadas por el equipo de investigación de JBL.

Cómodo de manejar


El termómetro flotante para estanques de JBL muestra la temperatura de forma exacta entre 0 y 50 °C. Además, es cómodo de manejar gracias al cordel de nailon de 5 m de longitud. La temperatura se mide a 20 cm de profundidad.

Recomendación de JBL

Superior a 28 °C: airear adicionalmente

Inferior a 15 °C: dar de comer alimento especial de bajas temperaturas

A 4 °C: desconectar el equipamiento técnico del estanque (p. ej., el clarificador).


| Más información | |
|--------------------------|---|
| Preguntas frecuentes | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Prensa | ✓ |
| Laboratorio/calculadoras | ✗ |
| Artículos de interés | ✓ |
| Piezas de repuesto | ✗ |
| Vídeo | ✗ |
| Garantía Plus | ✗ |
| Instrucciones | ✗ |
| Código QR |  |



JBL Termómetro estanque



Detalles del producto

| Datos de artículo | |
|------------------------------|---|
| Nombre del producto | JBL Termómetro estanque |
| N.º de art. | 2801100 |
| Código EAN | 4014162280114 |
| EAN como código de barras |  |
| Contenido | 1 piezas |
| - | - |
| Meses de expiración | - |
| PVP incl. IVA | 8,19 € |
| Precio básico | - |
| Cantidad nominal | - |
| Cantidad de base | 1 |
| Peso bruto | 115 g |
| Peso neto | 75 g |
| Factor de conversión de peso | 1000 |

| Eliminación | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto | JBL Termómetro estanque |
| N.º de art. | 2801100 |
| Punto Verde | ✓ |
| Grupo chatarra electrónica | - |
| Peso de eliminación | - |
| Tipo de batería | - |
| Reciclaje de pilas y baterías | - |
| Batería recargable | - |
| Peso de eliminación batería | - |
| Bote desechable | - |
| Papel y cartón | 12 g |
| Plástico pequeño | 28 g |
| Plástico grande | - |
| Peso de eliminación metal | 0 g |

| Características | |
|--------------------------|---|
| Nombre del producto | JBL Termómetro estanque |
| N.º de art. | 2801100 |
| Especie de animal | Caracoles, Colas de velo, Esturiones, Goldfish, Moluscos, koi |
| Tamaño del animal | Para animales de cualquier tamaño |
| Grupo de edad del animal | Todos los animales del estanque de jardín |
| Volumen del hábitat | Para todo tipo de estanques |





| Características | |
|---------------------------|-------------------------|
| Material | plástico (ABS) / vidrio |
| Tipo de alimento | - |
| Color | blanco / azul |
| Dosificación | - |
| Condiciones de transporte | - |



JBL Termómetro estanque

| Etiqueta electrónica/lámpara | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto | JBL Termómetro estanque |
| N.º de art. | 2801100 |
| Temperatura ambiente | - |
| Hora de inicio | - |
| Mercurio | - |
| Longitud de tubo | - |
| Vida útil | - |
| Lumen | - |
| Valor CRI | - |
| Atenuable | - |
| Ciclos de encendido/apagado | - |
| Valor de PAR | - |
| Clase de eficiencia energética | - |
| UV-A | - |
| UV-B | - |
| UV-C | - |
| Temperatura de color | - |
| Denominación casquillo | - |

| Especificaciones | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto | JBL Termómetro estanque |
| N.º de art. | 2801100 |
| Alcance en litros | - |
| Alcance de - hasta | - |
| Alcance en días | - |
| Alcance longitud urna | - |
| Potencia en vatios | - |
| Potencia por hora | - |
| Potencia por día | - |
| Altura | - |
| Longitud | - |
| Anchura | - |
| Diámetro | - |
| Voltaje | - |
| Para | - |
| T8 26mm (vatios) | - |
| T5 16mm (vatios) | - |
| Tamaño | - |
| Contenido para | - |
| Volumen del vaso del filtro | - |
| Volumen masas filtrantes | - |
| Empalmes de tubo Presión/Out | - |
| Empalmes de tubo Aspiración/In | - |
| Altura de bombeo | - |





JBL Termómetro estanque

| | |
|---------------------|---|
| Tipo de alimento | - |
| Tipo de subproducto | - |
| Dosificación | - |





Información adicional para comercios especializados

| Datos de artículo | |
|------------------------|--|
| Nombre del producto | JBL Termómetro estanque |
| N.º de art. | 2801100 |
| IVA | 19% |
| Unidad de venta (UV) | 1 |
| Volumen embalaje | 1.8l |
| Medidas (l/al/an) | 50 mm/96 mm/315 mm |
| Capas | 192 |
| Paleta | 960 |
| Categoría de productos | 2 |
| Arancel | 90251180 |
| País de origen | CN |
| Tipo de embalaje | Piel / tarjeta del blister de embalaje |

| Datos UE 1 | |
|--------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto | JBL Termómetro estanque |
| N.º de art. | 2801100 |
| Material UE 1 | cardboard gr |
| Peso UE 1 | 240 g |
| Longitud UE 1 | 190 mm |
| Anchura/profundidad UE 1 | 300 mm |
| Altura UE 1 | 328 mm |

| Datos UE 2 | |
|--------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto | JBL Termómetro estanque |
| N.º de art. | 2801100 |
| Material UE 2 | No |
| Peso UE 2 | 320 g |
| Longitud UE 2 | 400 mm |
| Anchura/profundidad UE 2 | 300 mm |
| Altura UE 2 | 300 mm |

| Datos del comercio | |
|----------------------|-------------------------|
| Nombre del producto | JBL Termómetro estanque |
| N.º de art. | 2801100 |
| Texto caja | Pond Thermomet |
| Ubicación estantería | - |