




JBL PROCRISTAL i30 Фильтр-губка

Сменная губка для фильтра CristalProfi i 30

Suitable for: 



- Чистая вода, здоровые рыбы: сменная губка для фильтра JBL ProCristal i 30
- Для чистой аквариумной воды: заменяйте губку фильтра раз в 3 месяца.
- Оптимальная очистка: размер пор 30 ppi
- Оптимальная биологическая фильтрация: способствует расселению полезных чистящих бактерий.
- В комплекте: сменная губка для JBL CristalProfi i 30, ProCristal i30 FilterSponge

 You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/60993>



JBL PROCRISTAL i30 Фильтр-модуль

Модуль расширения фильтра
ProCristal i30



JBL PROCRISTAL i30 Фильтр-губка



Product information

Чистая аквариумная вода

Благодаря регулярной замене губки фильтра Вы обеспечите чистоту аквариумной воды. Благодаря размеру пор 30 пор на дюйм вода очищается оптимально. Губка одновременно способствует колонизации полезных чистящих бактерий для оптимальной биологической фильтрации.

Качество пеноматериала:


пеноматериалы, используемые в аквариумистике для живых животных, всегда следует подвергать проверке на отсутствие вредных веществ, потому что большинство полимеров выделяют в воду вредные пластификаторы. Все полимеры, применяемые в JBL, успешно прошли такую проверку; они НЕ ВЫДЕЛЯЮТ вредных веществ в воду.

Очистка полимеров:

в течение многих месяцев будет достаточно промывать загрязненные фильтрующие губки в теплой проточной воде, а затем, перед следующим применением, заселять их фильтрующими бактериями (JBL FilterStart). Но поскольку механическая очистка НИКОГДА не обеспечивает полной очистки, и загрязнения будут оставаться в фильтрующей губке, рекомендуется менять фильтрующие губки примерно раз в полгода.

Заселение фильтрующего материала очищающими бактериями:

первичное заселение фильтрующего материала очищающими бактериями длится в пресной воде примерно 1-2 недели, а в морской воде – в два раза дольше. Если фильтрующий материал уже был в использовании, время повторного заселения удваивается, т. к. на «газоне» из отмерших бактерий повторное заселение происходит сложнее. Добавление концентрированных очищающих бактерий, напр., JBL FilterStart, сокращает время биологической приработки примерно до 24 ч. Другая причина заключается в том, чтобы заселить полезными бактериями имеющуюся площадь в фильтрующем материале и тем самым не оставить места для распространения патогенных микроорганизмов. Это уже получило научное доказательство.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Инструкции	✓
QR code	






JBL PROCRISTAL i30 Фильтр-губка



Product details

Article data	
Product name	JBL PROCRISTAL i30 Фильтр-губка
Art. No.	6099300
EAN number	4014162609939
EAN as barcode	
Для	PC i30
-	-
Expiry months	-
RRP incl. VAT	4,99 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	16 g
Net weight	1 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL PROCRISTAL i30 Фильтр-губка
Art. No.	6099300
Green dot	✓
Group electronic waste	-
Disposal weight	-
Тип аккумулятора	-
Прием батареек	-
Battery rechargeable	-
Вес утилизируемого аккумулятора	-
Non-returnable glass	-
PPK	6 g
Plastic small	8.5 g
Plastic large	-
Вес утилизируемых металлов	0 g

Характеристики	
Product name	JBL PROCRISTAL i30 Фильтр-губка
Art. No.	6099300





Характеристики	
Вид животного	Аксолотль, Аравановые, Барбусы, Болотные черепахи, Бычковые, Водные черепахи, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Тритоны, Тропические болотные черепахи, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиплатисы
Размер животного	1 - 5 см
Возрастная группа животного	Мелкие аквариумные рыбы
Объем жизненного пространства	10 - 40 л (15 - 40 см)
Материал	Полиэфир
Вид корма	-
Цвет	синий
Дозировка	-
Transport conditions	-



JBL PROCRISTAL i30 Фильтр-губка

Электронная этикетка / осветительное средство	
Product name	JBL PROCRISTAL i30 Фильтр-губка
Art. No.	6099300
Ambient temperature	-
Момент включения	-
Ртуть	-
Tube length	-
Срок службы	-
Люмен	-
Индекс цветопередачи	-
Диммируемый	-
Циклы вкл./выкл.	-
Значение ФАР	-
Класс энергоэффективности	-
УФ-А	-
УФ-Б	-
УФ-С	-
Colour temperature	-
Цоколь	-

Technical data	
Product name	JBL PROCRISTAL i30 Фильтр-губка
Art. No.	6099300
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-





Technical data	
Delivery head	-





JBL PROCRISTAL i30 Фильтр-губка

Вид корма	-
Sub product type	-
Дозировка	-





Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROCRISTAL i30 Фильтр-губка
Art. No.	6099300
VAT	19%
Sales unit (SU)	4
Volume packaging	0.63l
Dimensions (l/w/h)	50 mm/96 mm/140 mm
Layer	0
Pallet	0
Category of products	3
Customs tariff	84219990
Country of origin	IT
Type of packaging	Картон/Блистер

PU 1 data	
Product name	JBL PROCRISTAL i30 Фильтр-губка
Art. No.	6099300
PU 1 material	Картон г
PU 1 weight	44 g
PU 1 length	120 mm
PU 1 width/depth	100 mm
PU 1 height	145 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROCRISTAL i30 Фильтр-губка
Art. No.	6099300
PU 2 material	Картон г
PU 2 weight	642 g
PU 2 length	521 mm
PU 2 width/depth	379 mm
PU 2 height	316 mm

Trade data	
Product name	JBL PROCRISTAL i30 Фильтр-губка
Art. No.	6099300
Till receipt text	CP i30Sponge
Shelf placement	-

