



JBL PROAQUATEST CO2 Direct

Экспресс-тест для определения содержания CO2

Suitable for:



- Простой и надёжный контроль параметров воды в аквариуме. Определяет оптимальное содержание углекислого газа в пресноводном аквариуме
- Применение: заполните пластиковую кювету водой, вносите реагент по каплям до стабильного розового цвета. Число капель x2 = количество CO2 в мг/л
- Применение при плохом росте растений или гибели рыб: 1 раз в неделю
- На сайте JBL в разделе "Тематические аквариумы" вы найдете подробную информацию об анализе воды и решении проблем
- В комплекте: 2 реагента, пластиковая кювета и цветная шкала. Дополнительные реагенты продаются отдельно.



You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/24140>



JBL PROAQUATEST LAB PROSCAPE

Чемоданчик с тестами для
растительных аквариумов



JBL PROAQUATEST CO2 Direct

 Spare parts



JBL набор
комплектующих для
тестеров воды




JBL PROAQUATEST
Color Charts





JBL PROAQUATEST CO2 Direct

Product information

| Further information | |
|-----------------------|--|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Press | ✓ |
| Laboratory/calculator | ✗ |
| Worth reading | ✓ |
| Spare parts | ✓ |
| Video | ✓ |
| GarantiePlus | ✗ |
| Инструкции | ✓ |
| QR code |  |



JBL PROAQUATEST CO2 Direct

Product details

| Article data | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST CO2 Direct | JBL PROAQUATEST CO2 Direct REFILL |
| Art. No. | 2414000 | 2414100 |
| EAN number | 4014162241405 | 4014162241412 |
| EAN as barcode | | |
| Для | Set | Refill |
| - | - | - |
| Expiry months | 36 | 36 |
| RRP incl. VAT | 17,77 € | 9,77 € |
| Base price | - | - |
| Nominal filling quantity | - | - |
| Base quantity | 1 | 1 |
| Gross weight | 134 g | 69 g |
| Net weight | 77 g | 31 g |
| Weight change | - | - |

| Disposal | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST CO2 Direct | JBL PROAQUATEST CO2 Direct REFILL |
| Art. No. | 2414000 | 2414100 |
| Green dot | ✓ | ✓ |
| Group electronic waste | - | - |
| Disposal weight | - | - |
| Тип аккумулятора | - | - |
| Прием батареек | - | - |
| Battery rechargeable | - | - |
| Вес утилизируемого аккумулятора | - | - |
| Non-returnable glass | - | - |
| PPK | 27 g | 7,5 g |
| Plastic small | 30 g | 30 g |
| Plastic large | - | - |
| Вес утилизируемых металлов | 0 g | 0 g |

| Характеристики | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST CO2 Direct | JBL PROAQUATEST CO2 Direct REFILL |
| Art. No. | 2414000 | 2414100 |





| Характеристики | | |
|-------------------------------|--|--|
| Вид животного | Аксолотль, Аравановые, Барбусы, Вуалехвосты, Вьюны, Гулли, Гурами, Гураминитеносцы, Даниоподобные, Дискусы, Жаберные рачки, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Карликовые раки, Килли, Крабы, Красные попугаи, Креветки с клешнями, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Панцирные сомики, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Тритоны, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Шпорцевые лягушки, Эпиplatисы | Аксолотль, Аравановые, Барбусы, Вуалехвосты, Вьюны, Гулли, Гурами, Гураминитеносцы, Даниоподобные, Дискусы, Жаберные рачки, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Карликовые раки, Килли, Крабы, Красные попугаи, Креветки с клешнями, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Панцирные сомики, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Тритоны, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Шпорцевые лягушки, Эпиplatисы |
| Размер животного | Для животных любого размера | Для животных любого размера |
| Возрастная группа животного | Любые аквариумные рыбы | Любые аквариумные рыбы |
| Объем жизненного пространства | - | - |
| Материал | Реагент(ы) в пластиковых и/или стеклянных бутылочках + пластиковые или стеклянные аксессуары. REFILL: реагент(ы) без аксессуаров. | Реагент(ы) в пластиковых и/или стеклянных бутылочках + пластиковые или стеклянные аксессуары. REFILL: реагент(ы) без аксессуаров. |
| Вид корма | - | - |
| Цвет | белый / прозрачный / чёрный | белый / прозрачный / чёрный |
| Дозировка | См. инструкцию | См. инструкцию |
| Transport conditions | - | - |



JBL PROAQUATEST CO2 Direct

| Электронная этикетка / осветительное средство | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST CO2 Direct | JBL PROAQUATEST CO2 Direct REFILL |
| Art. No. | 2414000 | 2414100 |
| Ambient temperature | - | - |
| Момент включения | - | - |
| Ртуть | - | - |
| Tube length | - | - |
| Срок службы | - | - |
| Люмен | - | - |
| Индекс цветопередачи | - | - |
| Диммируемый | - | - |
| Циклы вкл./выкл. | - | - |
| Значение ФАР | - | - |
| Класс энергоэффективности | - | - |
| УФ-А | - | - |
| УФ-Б | - | - |
| УФ-С | - | - |
| Colour temperature | - | - |
| Цоколь | - | - |

| Technical data | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST CO2 Direct | JBL PROAQUATEST CO2 Direct REFILL |
| Art. No. | 2414000 | 2414100 |
| Range in litres | - | - |
| Range from - to | - | - |
| Range in days | - | - |
| Range tank length | - | - |
| Output in watts | - | - |
| Output per hour | - | - |
| Output per day | - | - |
| Height | 175 mm | 64 mm |
| Length | 105 mm | 48 mm |
| Width | 43 mm | 24 mm |
| Diameter | - | - |
| Voltage | - | - |
| For | - | - |
| T8 26mm (watt) | - | - |
| T5 16mm (watt) | - | - |
| Size | - | - |
| Content for | - | - |
| Filter container volume | - | - |
| Volume filter media | - | - |
| Hose connections pressure/out | - | - |
| Hose connections suction/in | - | - |





| Technical data | | |
|----------------|---|---|
| Delivery head | - | - |





JBL PROAQUATEST CO2 Direct

| | |
|------------------|----------------|
| Вид корма | - |
| Sub product type | - |
| Дозировка | См. инструкцию |





JBL PROAQUATEST CO2 Direct

Safety information

| JBL CO2 Direct 1 - Информация по технике безопасности согласно GHS | |
|--|---|
| Сигнальное слово | Опасно |
| Значок опасности | |
| Уведомление об опасности | H225: Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H318: Вызывает серьезные повреждения глаз. H319: Вызывает серьезное раздражение глаз. |
| Инструкция по безопасности | P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102: Держать в месте, не доступном для детей. P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями. |

| JBL CO2 Direct 2 - Информация по технике безопасности согласно GHS | |
|--|---|
| Сигнальное слово | Опасно |
| Значок опасности | |
| Уведомление об опасности | H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H318: Вызывает серьезные повреждения глаз. |
| Инструкция по безопасности | P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102: Держать в месте, не доступном для детей. P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. |

| Further safety information | |
|----------------------------|---|
| Safety instructions | ✓ |
| QR code | |





Additional information for the specialist trade sector

| Article data | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST CO2 Direct | JBL PROAQUATEST CO2 Direct REFILL |
| Art. No. | 2414000 | 2414100 |
| VAT | 19% | 19% |
| Sales unit (SU) | 3 | 1 |
| Volume packaging | 0.8l | 0.57l |
| Dimensions (l/w/h) | 43 mm/106 mm/175 mm | 30 mm/110 mm/175 mm |
| Layer | 240 | 800 |
| Pallet | 720 | 2400 |
| Category of products | 1 | 1 |
| Customs tariff | 38221100 | 38221100 |
| Country of origin | DE | DE |
| Type of packaging | Складная картонная коробка | Картон/Блистер |

| PU 1 data | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST CO2 Direct | JBL PROAQUATEST CO2 Direct REFILL |
| Art. No. | 2414000 | 2414100 |
| PU 1 material | Фольга г | Картон г |
| PU 1 weight | 3.5 g | 660 g |
| PU 1 length | 106 mm | 580 mm |
| PU 1 width/depth | 130 mm | 390 mm |
| PU 1 height | 180 mm | 310 mm |

| PU 2 data | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST CO2 Direct | JBL PROAQUATEST CO2 Direct REFILL |
| Art. No. | 2414000 | 2414100 |
| PU 2 material | Картон г | Her |
| PU 2 weight | 540 g | - |
| PU 2 length | 400 mm | - |
| PU 2 width/depth | 400 mm | - |
| PU 2 height | 350 mm | - |

| Trade data | | |
|-------------------|---|---|
| Product name | JBL PROAQUATEST CO2 Direct | JBL PROAQUATEST CO2 Direct REFILL |
| Art. No. | 2414000 | 2414100 |
| Till receipt text | Test CO2 Direct | Refill CO2 Dir |
| Shelf placement | Тесты, решение проблем с параметрами воды, подача CO2 | Тесты, решение проблем с параметрами воды, подача CO2 |

